



Qualität "verbindet"

**Sterile
Einweginstrumente**
Aufwand vermindern
und Kosten senken!

Sterile Einweginstrumente



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
FÜR KLINIKEN UND ARZTPRAXEN

Sterile Einweginstrumente

HGV-Einweginstrumente stehen Ihnen gebrauchsfertig zur Verfügung und können nach Verwendung dem normalen Recycling zugeführt werden.


HGV ist nach allen notwendigen Regularien zertifiziert und produziert zudem unter GMP-Bedingungen für Arzneimittel. Das heißt für Sie: Maximale Sicherheit, denn alle Instrumente sind zur Einmalverwendung gekennzeichnet, werden von uns vor Ort aufbereitet, im Reinraum einzeln steril verpackt und in einem validierten Verfahren mit Ethylenoxid sterilisiert.

Zudem entfällt bei Ihnen die aufwendige Aufbereitung, die oft auf Kosten der Qualität der Instrumente geht. Mit HGV-Einweginstrumenten stellen wir Ihnen eine qualitativ hochwertige, hygienische und kostengünstige Alternative zu Mehrweginstrumenten zur Verfügung.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch gerne Instrumenten-Sets ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen.


Auszug aus unserem ständig wachsenden Sortiment:

SCHEREN




Chir. Schere – gerade

Art.-Nr.: 590 101
14,5 cm – spitz/stumpf




Chir. Schere – gerade

Art.-Nr.: 590 103
14,5 cm – spitz/spitz



Verbandschere nach Lister


Art.-Nr.: 590 110
14,0 cm



Metzenbaum-Schere – gebogen


Art.-Nr.: 590 116
18,0 cm






Irischere - gerade

Art.-Nr.: 590 120
11,0 cm - spitz/spitz




Strabismusschere - gerade

Art.-Nr.: 590 124
11,5 cm




Strabismusschere - gebogen

Art.-Nr.: 590 125
11,5 cm



Nadelhalter nach Mayo-Hegar

Art.-Nr.: 590 150
14,0 cm



Nadelhalter nach Halsey

Art.-Nr.: 590 151
12,5 cm

NADELHALTER





Anatomische Pinzette

Art.-Nr.: 590 002
Standard – 14,5 cm



Chirurgische Pinzette

Art.-Nr.: 590 003
1 x 2 Zähne – 14,5 cm



Anatom. Pinzette nach Adson

Art.-Nr.: 590 004
12,5 cm



Chir. Pinzette nach Adson

Art.-Nr.: 590 005
1 x 2 Zähne – 12,5 cm



Chirurgische Pinzette – fein

Art.-Nr.: 590 006
1 x 2 Zähne – 13,0 cm



Splitterpinzette

Art.-Nr.: 590 007
Standard – 9,0 cm



Anatomische Pinzette – fein

Art.-Nr.: 590 010
13,0 cm



Scharfer Doppellöffel

Art.-Nr.: 590 180
nach Volkmann
17,0 cm – 5 x 10 / 6 x 20 mm



Tuchklemme mit Kugel u. Pfanne

Art.-Nr.: 590 081
gebogen – 11,0 cm



Klammerentferner

Art.-Nr.: 590 196
10,0 cm




DIVERSES




Arterienklemme nach Pean

Art.-Nr.: 590 050
Gerade – 14,0 cm




Mosquito-Klemme nach Halsted

Art.-Nr.: 590 061
Gerade – 1 x 2 Zähne – 12,5 cm




Mosquito-Klemme nach Halsted

Art.-Nr.: 590 062
Anatomisch – gebogen – 12,5 cm





Schlauchklemme

Art.-Nr.: 590 065
Glattes Maul – 14,5 cm



Schlauchklemme

Art.-Nr.: 590 068
Geriffeltes Maul – 20,0 cm





Kornzange nach Maier

Art.-Nr.: 590 070
20,0 cm



Kornzange nach Maier

Art.-Nr.: 590 071
24,0 cm





Unser **gut funktionierendes Qualitätsmanagementsystem** gewährleistet den hohen Qualitätsstandard, welchen unsere Kunden von uns gewohnt sind und der für uns an erster Stelle steht.
Wir sind nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

Kontakt

HGV-VERBANDSTOFFE GMBH

Bahnhofstraße 2
31698 Lindhorst

Telefon: 0 57 25 / 70 60 70

Telefax: 0 57 25 / 70 60 7-29

E-Mail: info@hgv-verbandstoffe.de

www.hgv-verbandstoffe.de

