



Qualität verbindet

Produktkatalog



**Individuelle Lösungen
für Kliniken und Arztpraxen**



HGV-Verbandstoffe GmbH

Bahnhofstraße 2

31698 Lindhorst

Telefon: 05725 / 70 607-0

Telefax: 05725 / 70 607-29

E-Mail: info@hgv-verbandstoffe.de

www.hgv-verbandstoffe.de

Herzlich Willkommen,

wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und laden Sie ein, sich einen Überblick über unser umfangreiches Produktsortiment zu verschaffen. Die HGV-Verbandstoffe GmbH als Familienunternehmen in zweiter Generation kann auf eine langjährige Erfahrung auf dem Spezialmarkt für Verbandstoffe zurückblicken. Aufgrund unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie der strengen Hygienevorschriften und sorgfältigen Rohstoffauswahl sind wir ein kompetenter und bewährter Partner für Kliniken und Arztpraxen mit individuellem Bedarf.

Neben den im Klinikalltag benötigten Standardprodukten ist die Entwicklung individueller Lösungen für Kunden unsere besondere Stärke.

Dabei gestatten die flexiblen Strukturen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein spezifisches Eingehen auf Ihre Wünsche. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsame Lösungen, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Kontaktieren Sie uns!

Unser **gut funktionierendes Qualitätsmanagementsystem** gewährleistet den hohen Qualitätsstandard, welchen unsere Kunden von uns gewohnt sind und der für uns an erster Stelle steht.

[Wir sind nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.](#)



Inhaltsverzeichnis

B	Bauchtücher	12
	Bauchtücher - OP-Sets	29
<hr/>		
E	Einweginstrumente - Steril-Sets	21-23
<hr/>		
G	Götzekompressen (Intestinalbeutel)	13
<hr/>		
I	Information Einweginstrumente	20
	Information Neurotupfer	26
	Information Steril-Produkte	14
<hr/>		
M	Mullkompressen	6-8
	Mullkompressen - Steril-Sets	15
	Mull-Schlitzkompressen - Steril-Sets	15
	Mull-Tamponaden - OP-Sets	24
	Mulltupfer	9
	Mulltupfer mit Röntgenkontrast	10
	Mulltupfer - OP-Sets	25
	Mulltupfer - Steril-Sets	17
<hr/>		
N	Neurotupfer	27
<hr/>		
P	Präpariertupfer - OP-Sets	28
<hr/>		
U	Universalbinden - Steril-Sets	18
	Universalbinden - OP-Sets	30
<hr/>		
V	VARIO-Sets	31-35
	Verbandmull	5
	Vlieskompressen - Steril-Sets	16
<hr/>		
W	Wattetampons	11
	Wattetampons - Steril-Sets	18

Verbandmull

Verbandmull, gebleicht

100 % Baumwolle, 20-fädig, 80 cm breit
VM 20 nach DIN EN 14079:2003

Rollen, 500 m lang
Stücke, 40 m lang, zick-zack gelegt,
im Paket

Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
120 001	500 m	500 m
120 003	5 x 40 m = 200 m	1.000 m



Mull-Tamponade, gerollt

100 % Baumwolle, 20-fädig
VM 20 nach DIN EN 14079:2003

4-fach gelegt

5 m lang

Breite	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
6 cm	140 001	30 Rollen	nach Bedarf
8 cm	140 002	30 Rollen	nach Bedarf
10 cm	140 003	30 Rollen	nach Bedarf



Mull-Tamponade, gerollt (Mullbinden zur Tamponade)

100 % Baumwolle, 20-fädig
VM 20 nach DIN EN 14079:2003

5 m lang

Breite	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1 cm	160 001	84 Rollen	nach Bedarf
2 cm	160 002	50 Rollen	nach Bedarf

Kompressen

Mullkompressen, unsteril

mit eingeschlagenen Schnittkanten, aus Verbandmull, 17-fädig, 100 % Baumwolle, VM 17 nach DIN EN 14079:2003 in sterilisierbaren Papierbeuteln zu 100 Stück



Ohne Röntgenkontrastfaden

Anzahl	Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
8-fach	1	5 x 5 cm	210 111	100 Stück	1.000 Stück
	2	7,5 x 7,5 cm	210 112	100 Stück	1.000 Stück
	3	10 x 10 cm	210 113	100 Stück	1.000 Stück
	4	10 x 20 cm	210 015	100 Stück	1.000 Stück
12-fach	1	5 x 5 cm	210 121	100 Stück	1.000 Stück
	2	7,5 x 7,5 cm	210 122	100 Stück	1.000 Stück
	3	10 x 10 cm	210 123	100 Stück	1.000 Stück
	4	10 x 20 cm	210 125	100 Stück	1.000 Stück
16-fach	1	5 x 5 cm	210 031	100 Stück	1.000 Stück
	2	7,5 x 7,5 cm	210 032	100 Stück	1.000 Stück
	3	10 x 10 cm	210 033	100 Stück	1.000 Stück



Mit Röntgenkontrastfaden

Anzahl	Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
8-fach	3	10 x 10 cm	210 513	100 Stück	1.000 Stück
	4	10 x 20 cm	210 515	100 Stück	1.000 Stück
12-fach	1	5 x 5 cm	210 521	100 Stück	1.000 Stück
	2	7,5 x 7,5 cm	210 522	100 Stück	1.000 Stück
	3	10 x 10 cm	210 523	100 Stück	1.000 Stück
	4	10 x 20 cm	210 525	100 Stück	1.000 Stück
16-fach	1	5 x 5 cm	210 531	100 Stück	1.000 Stück
	2	7,5 x 7,5 cm	210 532	100 Stück	1.000 Stück
	3	10 x 10 cm	210 533	100 Stück	1.000 Stück
32-fach	3	10 x 10 cm - VM 17	210 543	50 Stück	500 Stück
	3	10 x 10 cm - VM 20	211 543	50 Stück	500 Stück

Kompressen

Vlieskompressen, unsteril

70 % Viskose, 30 % Polyester

in sterilisierbaren Papierbeuteln zu 100 Stück



Ohne Röntgenkontrastfaden

Anzahl	Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
4-fach	1	5 x 5 cm	270 011	100 Stück	1.000 Stück
	2	7,5 x 7,5 cm	270 012	100 Stück	1.000 Stück
	3	10 x 10 cm	270 013	100 Stück	1.000 Stück
6-fach	1	5 x 5 cm	270 021	100 Stück	1.000 Stück
	2	7,5 x 7,5 cm	270 022	100 Stück	1.000 Stück
	3	10 x 10 cm	270 023	100 Stück	1.000 Stück

Saugkompressen, unsteril

absorbierende Kompressen aus hochgebleichtem Verbandzellstoff mit nicht wundverklebender Vliesstoff-Umhüllung



Ohne Röntgenkontrastfaden


Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	10 x 10 cm	260 001	50 Stück	900 Stück
2	10 x 20 cm	260 002	25 Stück	250 Stück
3	20 x 20 cm	260 004	20 Stück	360 Stück
4	20 x 40 cm	260 005	50 Stück	600 Stück



Kompressen

Aluminiumbeschichtete Kompressen, unsteril

aluminiumbedampfter Vliesstoff



Ohne Röntgenkontrastfaden

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Spenderinhalt	Versandeinheit
280 010	Aluminiumbeschichtete Wundkomresse, 8 x 10 cm	100 Stück	nach Bedarf
280 011	Drain-Komresse - 6 x 8 cm, metallisiert Lochdurchmesser = 4,5 - 11 mm; Ch. 9 - 30 mit Lochstanzung und Schlitz Zur Versorgung bei Tracheostomata oder Nephrostomata bzw. Drainagen	100 Stück	nach Bedarf
280 013	Tracheo-Kompressen - 8 x 10 cm, metallisiert Lochdurchmesser = 12 - 19 mm; Ch. 31 - 50 mit Lochstanzung und Schlitz Zur Versorgung bei Tracheostomata oder Nephrostomata bzw. Drainagen	100 Stück	nach Bedarf

Bei Bedarf auch als Steril-Set erhältlich.
Sprechen Sie uns an!

Tupfer

Mulltupfer, unsteril

Aus Verbandmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle

VM 20 nach DIN EN 14079:2003

verpackt in Polybeuteln



Ohne Röntgenkontrastfaden

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	10 x 13 cm	haselnussgroß	310 004	250 Stück	5.000 Stück
2	15 x 16 cm	walnussgroß	310 005	250 Stück	8.000 Stück
3	20 x 20 cm	pflaumengroß	310 006	250 Stück	5.000 Stück
4	25 x 26 cm	eigroß	310 007	250 Stück	3.000 Stück
5	30 x 30 cm	groß	310 008	250 Stück	2.000 Stück
6	30 x 40 cm	extragroß	310 009	250 Stück	1.500 Stück
7	40 x 50 cm	faustgroß	310 010	250 Stück	1.000 Stück

Mit Röntgenkontrastfaden

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
	8 x 12 cm	kirschgroß	310 500	1.000 Stück	1.000 Stück
	5 x 7 cm	erbsengroß	310 502	1.000 Stück	1.000 Stück
1	10 x 13 cm	haselnussgroß	310 504	250 Stück	6.000 Stück
2	15 x 16 cm	walnussgroß	310 505	250 Stück	8.000 Stück
3	20 x 20 cm	pflaumengroß	310 506	250 Stück	5.000 Stück
4	25 x 26 cm	eigroß	310 507	250 Stück	3.000 Stück
5	30 x 30 cm	groß	310 508	250 Stück	2.000 Stück
6	30 x 40 cm	extragroß	310 509	250 Stück	1.500 Stück
7	40 x 50 cm	faustgroß	310 510	250 Stück	1.000 Stück
8	50 x 60 cm	supergroß	310 511	250 Stück	1.000 Stück

Mit Sicherheitsfaden

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
-------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------------

Ohne Röntgenkontrastfaden

2	15 x 15 cm	walnussgroß	301 005	100 Stück	nach Bedarf
3	20 x 20 cm	pflaumengroß	301 006	100 Stück	nach Bedarf
4	25 x 26 cm	eigroß	301 007	100 Stück	nach Bedarf
5	30 x 30 cm	groß	301 008	100 Stück	nach Bedarf

Mit Röntgenkontrastfaden

2	15 x 15 cm	walnussgroß	301 505	100 Stück	nach Bedarf
3	20 x 20 cm	pflaumengroß	301 506	100 Stück	nach Bedarf
4	25 x 26 cm	eigroß	301 507	100 Stück	nach Bedarf


Tupfer

Spitztupfer (Gehörgangstupfer), unsteril

aus Verbandmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle

VM 20 nach DIN EN 14079:2003

250 Stück im Polybeuteln



Mit Röntgenkontrastfaden

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	6 x 8 cm	klein	320 501	250 Stück	500 Stück
2	10 x 10 cm	mittel	320 502	250 Stück	500 Stück
3	15 x 15 cm	groß	320 503	250 Stück	500 Stück



Mit Sicherheitsfaden

Sets à 10 Stück gebündelt

Spenderkartons à 500 Stück (50 Stück à 10 Stück)

Größe	Abmessung (Länge)	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
3	30 mm	340 103	500 Stück	500 Stück
4,5	45 mm	340 145	500 Stück	500 Stück
6	60 mm	340 106	500 Stück	500 Stück
8	80 mm	340 108	500 Stück	500 Stück
10	100 mm	340 110	500 Stück	500 Stück
13	130 mm	340 113	500 Stück	500 Stück
13	130 mm - gebündelt zu 6 Stück	301 115	500 Stück	500 Stück

RK-Präpariertupfer, unsteril

aus Verbandmull, 24-fädig, 100 % Baumwolle

VM 24 nach DIN EN 14079:2003

1.000 Stück im Polybeuteln



Mit Röntgenkontrastfaden

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	4 x 4 cm	sehr klein	330 501	1.000 Stück	nach Bedarf
2	6 x 6 cm	klein	330 502	1.000 Stück	nach Bedarf
3	8 x 8 cm	mittel	330 503	1.000 Stück	nach Bedarf
5	12 x 12 cm	groß	330 505	1.000 Stück	nach Bedarf

Tamponaden

Wattetampons, unsteril

mit Umhüllung aus Verbundmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle

VM 20 nach DIN EN 14079:2003



Mit Sicherheitsfaden

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	1 gr.	Wattetampons 1 gr.	350 001	100 Stück	nach Bedarf
4	4 gr.	Wattetampon 24 gr.	350 004	100 Stück	nach Bedarf
6	6 gr.	Wattetampon 6 gr.	350 006	100 Stück	nach Bedarf
8	8 gr.	Wattetampon 8 gr.	350 008	100 Stück	nach Bedarf



Bauchtücher

Einmal-Bauchtücher, vorgewaschen, unsteril

Aus Verbandmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle
mit 30 cm langer Schlaufe und Röntgenkontrast,

in Polybeuteln



Anzahl	Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
--------	-------	-----------	-------------	---------------	----------------

Weiß

4-fach	1	8 x 90 cm	430 000	20 Stück	300 Stück
	2	10 x 90 cm	430 001	20 Stück	640 Stück
	3	20 x 30 cm	430 002	20 Stück	400 Stück
	4	45 x 45 cm	430 003	20 Stück	280 Stück
	5	50 x 60 cm	430 004	20 Stück	200 Stück
6-fach	1	8 x 90 cm	430 005	20 Stück	200 Stück
	2	10 x 90 cm	430 006	20 Stück	450 Stück
	3	20 x 30 cm	430 007	20 Stück	600 Stück
	4	45 x 45 cm	430 008	20 Stück	200 Stück
	5	50 x 60 cm	430 009	20 Stück	160 Stück

Grün

4-fach	1	8 x 90 cm	431 000	20 Stück	200 Stück
	2	10 x 90 cm	431 001	20 Stück	200 Stück
	3	20 x 30 cm	431 002	20 Stück	200 Stück
	4	45 x 45 cm	431 003	20 Stück	200 Stück
	5	50 x 60 cm	431 004	20 Stück	100 Stück
6-fach	1	8 x 90 cm	431 005	20 Stück	200 Stück
	2	10 x 90 cm	431 006	20 Stück	200 Stück
	3	20 x 30 cm	431 007	20 Stück	200 Stück
	4	45 x 45 cm	431 008	20 Stück	200 Stück
	5	50 x 60 cm	431 009	20 Stück	100 Stück

Unser Service für Sie

Wir fertigen für Sie Bauchtücher in jeder gewünschten Größe,
Lagenzahl, Fadenstellung und Ausführung an
(z. B. ohne Schlaufe oder sterilisiert).

Rufen Sie uns an: (05725) 70 60 70

Götzekompressen

Götzekompressen (Intestinalbeutel) in verschiedenen Ausführungen

Beispiel 1

Art.-Nr. 440 004

Intestinal-Beutel mit Wulstrand und 30 cm Schlaufe

d = 30 cm, 18-fach, weiß

flache Form

aus Verbundmull, 24-fädig, 100 % Baumwolle

VM 24 nach DIN EN 14079:2003

mit Röntgenkontrastmittel

unsteril

Beispiel 2

Art.-Nr. 440 000

Intestinal-Beutel mit Wulstrand und 30 cm Schlaufe

d = 23 cm, 6-fach, weiß

Beutelform

aus Verbundmull, 24-fädig, 100 % Baumwolle

VM 24 nach DIN EN 14079:2003

mit Röntgenkontrastmittel

unsteril

Beispiel 3

Art.-Nr. 440 009

Intestinal-Beutel mit Wulstrand und 30 cm Schlaufe

d = 40 cm, 8-fach, grün

flache Form

aus Verbundmull, 24-fädig, 100 % Baumwolle

VM 24 nach DIN EN 14079:2003

mit Röntgenkontrastmittel

unsteril



Steril-Produkte

In unserem Steril-Programm halten wir folgende Verpackungs- und Sterilisationsvarianten für Sie bereit:

1. HGV „STERIL-Set“

Hier handelt es sich um einfache Peel-Packungen aus Papier/Folie, Das Sterilgut enthält normalerweise keinen Röntgenkontrastfaden.

Diese Produktlinie ist für den Stations-, Praxis- und Apothekenbedarf gedacht.

2. HGV „OP-Set“

Mit unseren **HGV „OP-SETS“** stellen wir Ihnen **sterile Verbandstoffe für Eingriffe mit besonderem Infektionsrisiko** zur Verfügung.

Das Sterilgut ist in doppelte Peel-Packungen eingesiegelt, enthält immer ein Röntgenkontrastmittel und der Packung liegt eine doppelte, codierte Zählkarte zur Dokumentation des Set-Inhalts bei.

3. HGV „VARIO-Set“

HGV „VARIO-SETS“ enthalten alle benötigten Verbandstoffe für eine komplette Operation und werden üblicherweise vom Anwender zusammengestellt.

Wie bei den **HGV „OP-SETS“** ist das Sterilgut zweimal in Peel-Packungen eingesiegelt und eine doppelte, codierte Zählkarte ist beigelegt.

Besondere Fertigungsmethoden erlauben die Herstellung von Kleinstmengen.

HGV „Steril-Sets“

Mullkompressen

aus Verbandmull, 17-fädig, 100 % Baumwolle

Vm17 nach DIN EN 14079:2003

einfach steril verpackt

Anzahl	Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
--------	-------	-----------	-------------	---------------	----------------

Sets à 2 Kompressen

8-fach	1	5 x 5 cm	521 111	50 Sets	1.000 Sets
	2	7,5 x 7,5 cm	521 112	50 Sets	1.000 Sets
	3	10 x 10 cm	521 113	50 Sets	1.000 Sets
	4	10 x 20 cm	521 115	50 Sets	500 Sets
12-fach	1	5 x 5 cm	521 121	50 Sets	1.000 Sets
	2	7,5 x 7,5 cm	521 122	50 Sets	1.000 Sets
	3	10 x 10 cm	521 123	50 Sets	1.000 Sets
32-fach	3	10 x 10 cm	521 143	25 Sets	450 Sets

Sets à 5 Kompressen

8-fach	1	5 x 5 cm	521 211	25 Sets	400 Sets
	2	7,5 x 7,5 cm	521 212	25 Sets	400 Sets
	3	10 x 10 cm	521 213	25 Sets	400 Sets
12-fach	2	7,5 x 7,5 cm	521 222	25 Sets	400 Sets
	3	10 x 10 cm	521 223	25 Sets	400 Sets
	4	10 x 20 cm	521 225	20 Sets	160 Sets

Sets à 5 Kompressen

8-fach	1	10 x 10 cm	521 313	30 Sets	180 Sets
--------	---	------------	---------	---------	----------

Mull-Schlitzkompressen

aus Verbandmull, 17-fädig, 100 % Baumwolle

Vm17 nach DIN EN 14079:2003

einfach steril verpackt

Sets à 2 Kompressen

Anzahl	Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
12-fach	3	10 x 10 cm	523 123	50 Sets	900 Sets

HGV „Steril-Sets“

Vlieskompressen

aus 70 % Viskose, 30 % Polyester

VM17 nach DIN EN 14079:2003

einfach steril verpackt

Sets à 2 Kompressen

Anzahl	Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
8-fach	1	5 x 5 cm	527 111	50 Sets	1.500 Sets
	2	7,5 x 7,5 cm	527 112	50 Sets	1.400 Sets
	3	10 x 10 cm	527 113	50 Sets	900 Sets

Saugkompressen

absorbierende Kompressen aus hochgebleichtem,

mit nicht wundverklebender Vliesstoff-Umhüllung,

Rückseite mit flüssigkeitsabweisender Schicht,

einfach steril verpackt, einzeln

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	10 x 10 cm	526 001	50 Sets	600 Sets
2	10 x 20 cm	526 002	50 Sets	600 Sets
3	20 x 20 cm	526 004	50 Sets	300 Sets
4	20 x 40 cm	526 005	50 Sets	120 Sets

HGV „Steril-Sets“

Mulltupfer

aus Verbandmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle

VM 20 nach DIN EN 14079:2003

einfach steril verpackt

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
-------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------------

Sets à 2 Stück

4	25 x 26 cm	eigroß	531 107	80 Sets	640 Sets
6	30 x 40 cm	extragroß	531 109	40 Sets	320 Sets

Sets à 3 Stück

3	20 x 20 cm	pflaumengroß	503 006	30 Sets	540 Sets
4	25 x 26 cm	eigroß	503 007	60 Sets	480 Sets

Sets à 5 Stück

3	20 x 20 cm	pflaumengroß	531 206	75 Sets	600 Sets
4	25 x 26 cm	eigroß	531 207	40 Sets	320 Sets
6	30 x 40 cm	extragroß	531 209	36 Sets	144 Sets

Sets à 2 + 2 Stück

3	20 x 20 cm	pflaumengroß	531 706	60 Sets	480 Sets
---	------------	--------------	---------	---------	----------

Sets à 2 + 3 Stück

3	20 x 20 cm	pflaumengroß	581 806	60 Sets	480 Sets
4	25 x 26 cm	eigroß	531 807	50 Sets	400 Sets

in Hartpackung

Sets à 2 + 2 Stück

3	20 x 20 cm	pflaumengroß	531 756	30 Sets	360 Sets
---	------------	--------------	---------	---------	----------

Sets à 2 + 3 Stück

3	20 x 20 cm	pflaumengroß	531 856	30 Sets	360 Sets
---	------------	--------------	---------	---------	----------

HGV „Steril-Sets“

Wattetampons, mit Sicherheitsfaden

mit Umhüllung aus Verbundmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle, VM 20 nach DIN EN 14079:2003

einfach steril verpackt, Sets à 1 Stück

Größe	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	1 gr.	535 001	25 Sets	300 Sets
4	4 gr.	535 004	40 Sets	200 Sets
6	6 gr.	535 006	20 Sets	200 Sets
8	8 gr.	535 008	25 Sets	200 Sets

Universalbinden, rohweiß

einfach steril verpackt, Sets à 1 Stück



Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	5 m x 6 cm	580 201	25 Sets	150 Sets
2	5 m x 8 cm	580 202	25 Sets	200 Sets
3	5 m x 10 cm	580 203	25 Sets	200 Sets
4	5 m x 12 cm	580 204	30 Sets	120 Sets
5	5 m x 15 cm	580 205	30 Sets	120 Sets
6	5 m x 20 cm	580 206	25 Sets	100 Sets

Elastische Mullbinden

einfach steril verpackt, Sets à 1 Stück

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	4 m x 4 cm	580 120	25 Sets	450 Sets
2	4 m x 6 cm	580 121	25 Sets	300 Sets
3	4 m x 8 cm	580 122	25 Sets	300 Sets
4	4 m x 10 cm	580 123	25 Sets	300 Sets
5	4 m x 12 cm	580 124	40 Sets	240 Sets

Idealbinden (Mittelzug)

einfach steril verpackt, Sets à 1 Stück

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	5 m x 6 cm	580 361	20 Sets	240 Sets
2	5 m x 8 cm	580 362	15 Sets	180 Sets
3	5 m x 10 cm	580 363	15 Sets	180 Sets
4	5 m x 12 cm	580 364	20 Sets	160 Sets

Polsterbinden

einfach steril verpackt, Sets à 1 Stück

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	3 m x 10 cm	580 503	25 Sets	100 Sets



HGV „Steril-Sets“

Sterile Einweginstrumente - Aufwand vermindern und Kosten senken!

HGV-Einweginstrumente stehen Ihnen gebrauchsfertig zur Verfügung und können nach Verwendung dem normalen Recycling zugeführt werden.

HGV ist nach allen notwendigen Regularien zertifiziert und produziert zudem unter GMP-Bedingungen für Arzneimittel. Das heißt für Sie: Maxime Sicherheit, denn alle Instrumente sind zur Einmalverwendung gekennzeichnet, werden von uns vor Ort aufbereitet, im Reinraum einzeln

steril verpackt und in einem validierten Verfahren im Ethylenoxid sterilisiert. Zudem entfällt bei Ihnen die notwendige Aufbereitung, die oft auf Kosten der Qualität der Instrumente geht. Mit HGV-Einweginstrumente stellen wir Ihnen eine qualitative hochwertige, hygienische und kostengünstige Alternative zu Mehrweginstrumenten zur Verfügung.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch gerne Instrumentensets ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen.



Scheren

einfach steril verpackt

Beschreibung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
Chirurgische Schere, gerade, sp/st - 12,5 cm	590 100	20 Sets	200 Sets
Chirurgische Schere, gerade, sp/st - 14,5 cm	590 101	20 Sets	200 Sets
Chirurgische Schere, gebogen, sp/st - 14,5 cm	590 102	15 Sets	150 Sets
Chirurgische Schere, gerade, sp/sp - 14,5 cm	590 103	20 Sets	200 Sets
Chirurgische Schere, gerade, sp/sp - 13,0 cm	590 104	20 Sets	200 Sets
Chirurgische Schere, gerade, st/st - 14,5 cm	590 105	20 Sets	200 Sets

Präparierschere, gebogen, st/st, fein, 11,5 cm	590 107	15 Sets	150 Sets
------------------------------------------------	---------	---------	----------

Verbandschere n. Lister 14 cm	590 110	20 Sets	200 Sets
Verbandschere n. Lister 18 cm lang	590 111	20 Sets	200 Sets

Metzenbaum-Schere, gebogen - 14,5 cm	590 115	15 Sets	150 Sets
Metzenbaum-Schere, gebogen, 18 cm	590 116	15 Sets	150 Sets
Metzenbaum-Schere, gerade - 14,5 cm	590 118	20 Sets	200 Sets

Irisschere (Fadenschere) gerade, sp/sp - 11 cm	590 120	20 Sets	200 Sets
Irisschere (Fadenschere) gebogen, sp/sp - 11 cm	590 121	20 Sets	200 Sets

Strabismusschere, gerade, 11,5 cm	590 124	20 Sets	200 Sets
Strabismusschere, gebogen, 11,5 cm	590 125	15 Sets	150 Sets

Episiotomie-Schere, abgewinkelt - 14 cm	590 130	20 Sets	200 Sets
-----------------------------------------	---------	---------	----------

Nabelschnurschere nach Schumacher - 16 cm	590 135	20 Sets	200 Sets
-------------------------------------------	---------	---------	----------

HGV „Steril-Sets“



Nadelhalter

einfach steril verpackt

Beschreibung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
Nadelhalter n. Mayo-Hegar - 14 cm	590 150	20 Sets	200 Sets
Nadelhalter n. Halsey 13 cm	590 151	20 Sets	200 Sets
Nadelhalter n. Mayo-Hegar - 12 cm	590 153	20 Sets	200 Sets
Nadelhalter n. Mayo-Hegar - 18 cm	590 154	20 Sets	160 Sets
Nadelhalter n. Mayo-Hegar - 20 cm	590 155	20 Sets	160 Sets



Klemmen

einfach steril verpackt

Beschreibung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
Arterienklemme n. Pean gerade - 14,5 cm	590 050	20 Sets	200 Sets
Arterienklemme n. Pean, anatomisch, gerade - 18 cm	590 051	20 Sets	200 Sets
Arterienklemme n. Pean gerade - 24 cm	590 054	20 Sets	200 Sets
Arterienklemme n. Kocher, gerade - 14,5 cm	590 055	20 Sets	200 Sets

Mosquito-Klemme nach Halsted, anatomisch, gerade 12,5 cm	590 060	20 Sets	200 Sets
Mosquito-Klemme nach Halsted, chirurgisch, gerade 12,5 cm, 1 x 2 Zähne	590 061	20 Sets	200 Sets
Mosquito-Klemme nach Halsted, anatomisch, gebogen 12,5 cm	590 062	20 Sets	200 Sets
Mosquito-Klemme nach Halsted, fein, anatomisch, gebogen 12,5 cm	590 063	15 Sets	150 Sets
Mosquito-Klemme nach Halsted, fein, anatomisch, stark gebogen 12,5 cm	590 064	10 Sets	100 Sets

Schlauchklemme, glattes Maul - 14,5 cm	590 065	20 Sets	200 Sets
Schlauchklemme, geriffeltes Maul - 14,5 cm	590 066	20 Sets	200 Sets
Schlauchklemme - 20 cm geriffeltes Maul	590 068	15 Sets	150 Sets

HGV „Steril-Sets“



Pinzetten

einfach steril verpackt

Beschreibung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
Anatomische Pinzette, Standard - 12,5 cm	590 000	20 Sets	160 Sets
Chirurgische Pinzette, Standard - 12,5 cm, 1 x 2 Zähne	590 001	20 Sets	160 Sets
Anatomische Pinzette - 14,5 cm Standard	590 002	20 Sets	160 Sets
Chirurgische Pinzette - 14,5 cm, 1 x 2 Zähne Standard	590 003	20 Sets	160 Sets
Anatomische Pinzette n. Adson - 12,5 cm	590 004	20 Sets	160 Sets
Chirurgische Pinzette n. Adson - 12,5 cm, 1 x 2 Zähne	590 005	20 Sets	160 Sets
Chirurgische Pinzette fein - 12,5 cm, 1 x 2 Zähne	590 006	20 Sets	160 Sets
Splitterpinzette, Standard - 9 cm	590 007	20 Sets	160 Sets
Splitterpinzette, Standard - 11 cm	590 009	20 Sets	160 Sets
Anatomische Pinzette, fein, 13 cm	590 010	20 Sets	160 Sets
Irispinzette, chirurgisch, 10,5 cm, 1 x 2 Zähne	590 011	20 Sets	160 Sets
Anatomische Pinzette, schmal, fein - 14,5 cm	590 013	20 Sets	160 Sets
Micro-Adson-Pinzette anatomisch, 12 cm	590 014	20 Sets	160 Sets
Micro-Adson-Pinzette chirurgisch, 12 cm, 1 x 2 Zähne	590 015	20 Sets	160 Sets



Kornzangen

einfach steril verpackt

Beschreibung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
Kornzange n. Maier, gerade - 20 cm	590 070	16 Sets	128 Sets
Kornzange n. Maier, gerade - 24 cm	590 071	20 Sets	80 Sets
Kornzange n. Maier, gebogen - 20 cm	590 072	16 Sets	128 Sets
Kornzange n. Maier, gebogen - 24 cm	590 073	20 Sets	80 Sets
Kornzange n. Maier, gebogen 26,5 cm	590 074	20 Sets	80 Sets
Kornzange n. Collin, gerade - 26,5 cm	590 075	10 Sets	40 Sets
Tuchklemme mit Kugel und Pfanne, gebogen - 11 cm	590 081	9 Sets	90 Sets

HGV „Steril-Sets“

Diverses einfach steril verpackt



Beschreibung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
Knopfkanüle 0,8 x 70 mm	590 160	20 Sets	160 Sets
Knopfkanüle 1,2 x 80 mm	590 165	20 Sets	160 Sets
Knopfkanüle 1,8 x 170 mm	590 166	20 Sets	300 Sets
Knopfkanüle 3,0 x 170 mm	590 168	20 Sets	300 Sets
Scharfer Doppel-Löffel nach Volkmann, Fig. 000-17 cm	590 180	20 Sets	80 Sets
Klammerentferner, 10 cm	590 196	10 Sets	240 Sets
Klammerentferner, 10 cm Kunststoffgriff	590 197	20 Sets	480 Sets
Kürette nach Fox, 4 mm, 14,5 cm	590 500	20 Sets	160 Sets



HGV „OP-Sets“

Mull-Tamponaden, 4-fach gelegt, gerollt

100 % Baumwolle, 20-fädig

VM 20 nach DIN EN 14079:2003

doppelt steril verpackt

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	5 m x 6 cm	610 003	25 Sets	300 Sets
2	5 m x 8 cm	610 004	20 Sets	200 Sets
3	5 m x 10 cm	610 005	10 Sets	80 Sets

RK-Mullkompressen

aus Verbandmull, 17-fädig, 100 % Baumwolle

VM 17 nach DIN EN 14079:2003

doppelt steril verpackt

mit Röntgenkontrastfaden

Artikelnummer	Artikelkurzbezeichnung	Spenderinhalt	Versandeinheit
621 231	5 Stk., 5 x 5 cm, 16-fach	30 Sets	270 Sets
621 233	5 Stk., 10 x 10 cm, 16-fach	50 Sets	200 Sets
621 321	10 Stk., 5 x 5 cm, 12-fach	30 Sets	270 Sets
621 322	10 Stk., 7,5 x 7,5 cm, 12-fach	20 Sets	160 Sets
621 323	10 Stk., 10 x 10 cm, 12-fach	40 Sets	160 Sets
621 325	10 Stk., 10 x 20 cm, 12-fach	20 Sets	80 Sets
621 333	10 Stk., 10 x 10 cm, 16-fach	15 Sets	120 Sets
621 343	10 Stk., 10 x 10 cm, 32-fach	15 Sets	60 Sets
621 523	20 Stk., 10 x 10 cm, 12-fach	20 Sets	80 Sets
621 525	20 Stk., 10 x 20 cm, 12-fach	15 Sets	60 Sets
621 533	20 Stk., 10 x 10 cm, 16-fach	20 Sets	80 Sets
621 543	20 Stk., 10 x 10 cm, 32-fach	10 Sets	40 Sets

HGV „OP-Sets“

RK-Mulltupfer

aus Verbandmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle

VM 24 nach DIN EN 14079:2003

mit Röntgenkontrastfaden

doppelt steril verpackt

Artikelnummer	Artikelkurzbezeichnung	Spenderinhalt	Versandeinheit
631 206	5 Stk., Gr. 3 - 20 x 20 cm	25 Sets	125 Sets
631 209	5 Stk., Gr. 6 - 30 x 40 cm	15 Sets	120 Sets
631 305	10 Stk., Gr. 2 - 15 x 15 cm, wallnussgroß	20 Sets	240 Sets
631 306	10 Stk., Gr. 3 - 20 x 20 cm, pflaumengroß	25 Sets	200 Sets
631 307	10 Stk., Gr. 4 - 25 x 26 cm, eigroß	15 Sets	120 Sets
631 308	10 Stk., Gr. 5 - 30 x 30 cm, groß	15 Sets	120 Sets
631 309	10 Stk., Gr. 6 - 30 x 40 cm, extragroß	20 Sets	80 Sets
631 310	10 Stk., Gr. 7 - 40 x 50 cm, faustgroß	20 Sets	80 Sets
631 506	20 Stk., Gr. 3 - 20 x 20 cm, pflaumengroß	15 Sets	90 Sets
631 507	20 Stk., Gr. 4 - 25 x 26 cm, eigroß	20 Sets	80 Sets
631 508	20 Stk., Gr. 5 - 30 x 30 cm, groß	20 Sets	80 Sets
631 509	20 Stk., Gr. 6 - 30 x 40 cm, extragroß	15 Sets	60 Sets

Rollkompressen und Tupfer zur Nutzung bei minimalinvasiver Chirurgie mit dem Da-Vinci-OP-Robotersystem.



RK-Da-Vinci-Rollkompressen

5 Stk. / Set

VM 20 nach DIN EN 14079:2003

Breite	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
10 cm	602 007	25 Sets	nach Bedarf

RK-Da-Vinci-Tupfer

5 Stk. / Set

VM 20 nach DIN EN 14079:2003



Breite	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
5 x 1,5 cm	602 008	20 Sets	nach Bedarf

HGV-Neuro-Tupfer (Hirnwatte)

Zur kurzzeitigen Anwendung bei allen neurochirurgischen Eingriffen am Schädel und am Rückenmark.

Produktspezifikation:

- **Material: 100 % Viskose-Vlies**
- Faserverfestigung: durch mechanisches Spezialverfahren
- ohne chemische Bindemittel
- Feuchtigkeitsrückhaltevermögen: 6,2-faches des Eigengewichts (Bestimmung mit Aqua bidest.)
- Armierung: 30 cm langer, geklöppelter Seidenfaden von geringer Kapillarwirkung

Durch das mechanische Verfestigungsverfahren wird ein textiles Flächengebilde erhalten, das sich durch hohe Saugfähigkeit auszeichnet. Die Weichheit des Materials und das hohe Feuchtigkeitsrückhaltevermögen garantieren eine gute Modellierfähigkeit der Tupfer während der OP.

Die Tupfer werden in 28 Varianten gefertigt. Sonderanfertigungen sind möglich.

Neurotupfer, E.O. steril

Zur kurzzeitigen Anwendung bei allen neurochirurgischen Eingriffen am Schädel und am Rückenmark.

Aus hochsaugfähigem, fusselfreiem Viskose-Vlies, Armierung (30 cm lang) aus 100 % Seide mit hoher Zugfestigkeit

doppelt steril verpackt



HGK „OP-Sets“

Neurotupfer, E.O. steril

zur kurzzeitigen Anwendung bei allen neurochirurgischen Eingriffen am Schädel und am Rückenmark.

Aus hochsaugfähigem, fusselreie, Viskose-Vlies, Armierung (30 cm lang) aus 100 % Seide mit hoher Zugfestigkeit

doppelt steril verpackt

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandereinheit
-------	-----------	-------------	---------------	------------------

Sets à 10 Stück - auf Spenderkarte fixiert

1	6 mm	634 001	25 Sets	nach Bedarf
2	8 mm	634 002	25 Sets	nach Bedarf
3	6 x 10 mm	634 003	25 Sets	nach Bedarf
4	6 x 15 mm	634 004	25 Sets	nach Bedarf
5	7 x 20 mm	634 005	25 Sets	nach Bedarf
6	10 x 10 mm	634 006	25 Sets	nach Bedarf
7	10 x 15 mm	634 007	25 Sets	nach Bedarf
8	10 x 25 mm	634 008	25 Sets	nach Bedarf
9	10 x 35 mm	634 009	25 Sets	nach Bedarf
10	10 x 50 mm	634 011	25 Sets	nach Bedarf
11	10 x 75 mm	634 013	25 Sets	nach Bedarf
12	15 x 15 mm	634 014	25 Sets	nach Bedarf
13	15 x 20 mm	634 015	25 Sets	nach Bedarf
14	15 x 30 mm	634 016	25 Sets	nach Bedarf
15	15 x 60 mm	634 017	25 Sets	nach Bedarf
16	15 x 75 mm	634 018	25 Sets	nach Bedarf
17	20 x 20 mm	634 020	25 Sets	nach Bedarf
18	20 x 50 mm	634 021	25 Sets	nach Bedarf
19	20 x 60 mm	634 022	25 Sets	nach Bedarf
20	20 x 70 mm	634 023	25 Sets	nach Bedarf
21	25 x 25 mm	634 025	25 Sets	nach Bedarf
22	25 x 70 mm	634 026	25 Sets	nach Bedarf
23	25 x 75 mm	634 027	25 Sets	nach Bedarf
24	25 x 90 mm	634 028	25 Sets	nach Bedarf
25	30 x 60 mm	634 029	25 Sets	nach Bedarf
26	30 x 90 mm	634 030	25 Sets	nach Bedarf
27	50 x 90 mm	634 031	25 Sets	nach Bedarf
28	70 x 100 mm	634 032	25 Sets	nach Bedarf
28	70 x 100 mm	634 033	25 Sets	nach Bedarf

HGV „OP-Sets“

RK-Präpariertupfer

aus Verbandmull, 24-fädig, 100 % Baumwolle

VM 24 nach DIN EN 14079:2003 / mit Röntgenkontrastfaden

Größe	Abmessung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
-------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------------

Sets à 10 Stück, verpackt im Papierbeutel

1	4 x 4 cm	sehr klein	633 301	30 Sets	nach Bedarf
2	6 x 6 cm	klein	633 302	30 Sets	nach Bedarf
3	8 x 8 cm	mittel	633 303	25 Sets	nach Bedarf
4	10 x 10 cm		633 304	30 Sets	nach Bedarf
5	12 x 12 cm	groß	633 305	20 Sets	nach Bedarf

Sets à 10 Stück, verpackt in Blisterpackung

1	4 x 4 cm	sehr klein	633 311	40 Sets	200 Sets
2	6 x 6 cm	klein	633 312	40 Sets	200 Sets
3	8 x 8 cm	mittel	633 313	30 Sets	150 Sets
5	12 x 12 cm	groß	633 315	30 Sets	150 Sets

Sets à 10 Stück, verpackt in Schiebeschachtel

2	6 x 6 cm	klein	633 322	15 Sets	nach Bedarf
3	8 x 8 cm	mittel	633 323	15 Sets	nach Bedarf
5	12 x 12 cm	groß	633 325	30 Sets	nach Bedarf

Sets à 20 Stück, verpackt im Papierbeutel

1	4 x 4 cm	sehr klein	633 501	25 Sets	nach Bedarf
2	6 x 6 cm	klein	633 502	25 Sets	nach Bedarf
3	8 x 8 cm	mittel	633 503	15 Sets	nach Bedarf

HGV „OP-Sets“

Einmal-Bauchtücher, vorgewaschen

aus Verbandmull, 20-fädig, 100 % Baumwolle
mit 30 cm langer Schlaufe und Röntgenkontrast

doppelt steril verpackt



Anzahl	Größe	Abmessung	Farbe	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
--------	-------	-----------	-------	-------------	---------------	----------------

Sets à 2 Stück

4-fach	1	8 x 90 cm	weiß	643 200	20 Sets	100 Sets
	3	45 x 45 cm	weiß	643 203	20 Sets	80 Sets

6-fach	4	50 x 60 cm	weiß	643 209	15 Sets	60 Sets
--------	---	------------	------	---------	---------	---------

4-fach	1	8 x 90 cm	grün	643 210	20 Sets	100 Sets
	3	45 x 45 cm	grün	643 213	20 Sets	80 Sets

6-fach	1	8 x 90 cm	grün	643 215	15 Sets	90 Sets
	3	45 x 45 cm	grün	643 218	20 Sets	80 Sets

Sets à 5 Stück

4-fach	1	8 x 90 cm	weiß	643 300	20 Sets	60 Sets
	2	20 x 30 cm	weiß	643 302	12 Sets	72 Sets
	3	45 x 45 cm	weiß	643 303	12 Sets	48 Sets
	4	50 x 60 cm	weiß	643 304	8 Sets	32 Sets

6-fach	2	20 x 30 cm	weiß	643 307	25 Sets	100 Sets
	3	45 x 45 cm	weiß	643 308	10 Sets	40 Sets

4-fach	1	8 x 90 cm	grün	643 310	20 Sets	60 Sets
	3	45 x 45 cm	grün	643 313	12 Sets	48 Sets

6-fach	2	20 x 30 cm	grün	643 317	20 Sets	80 Sets
	3	45 x 45 cm	grün	643 318	10 Sets	40 Sets

HGV „OP-Sets“

Universalbinden

rohweiß - doppelt steril verpackt - Sets à 1 Stück

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	5 m x 6 cm	680 201	15 Sets	75 Sets
2	5 m x 8 cm	680 202	15 Sets	75 Sets
3	5 m x 10 cm	680 203	15 Sets	75 Sets
4	5 m x 12 cm	680 204	10 Sets	80 Sets
5	5 m x 15 cm	680 205	8 Sets	64 Sets

Fixierbinden

doppelt steril verpackt - Sets à 1 Stück

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	4 m x 4 cm	680 110	30 Sets	nach Bedarf
2	4 m x 6 cm	680 111	25 Sets	200 Sets
3	4 m x 8 cm	680 112	25 Sets	200 Sets
4	4 m x 10 cm	680 113	20 Sets	160 Sets

Polsterbinden

doppelt steril verpackt - Sets à 1 Stück

Größe	Abmessung	Artikel-Nr.	Spenderinhalt	Versandeinheit
1	3 m x 10 cm	680 503	15 Sets	60 Sets

HGV „Vario-Sets“

Einfach steril verpackte Vario-Sets zur Anwendung auf Station

1. Beispiel: Verband-Set

Inhalt:

- 5 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 5 Mulltupfer Gr. 3 - 20 x 20 cm - pflaumengroß
- 1 Anatomische Pinzette, 12,5 cm lang, Edelstahl rostfrei
- 1 Chirurgische Schere, 12,5 cm lang, Edelstahl rostfrei

verpackt in:

Set-Schale, 1-teilig, 750 ml, peelfähig

2. Beispiel: Fadenzieh-Set

Inhalt:

- 1 Tupferschale 125 ml
- 2 Mulltupfer Größe 3 - 20 x 20 cm - pflaumengroß
- 1 Fadenziehmesser, 9,5 cm
- 1 Anatomische Pinzette, 12,5 cm lang, Edelstahl, rostfrei

verpackt in:

Sterilgutbeutel, peelfähig



3. Beispiel: PEG-Set

Inhalt:

- 1 Drain-Kompresse, metallisiert, 6 x 8 cm
- 4 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 Fixiertuch, 12 x 15 cm
- 1 Katheter-Fixierpflaster Größe 2, knochenform

verpackt in:

Sterilgutbeutel, peelfähig



HGV „Vario-Sets“

Doppelt steril verpackte Vario-Sets zur Anwendung im OP

1. Beispiel: Allgemeine Chirurgie

Inhalt:

- 10 RK-Mullkompressen, 10 x 10 cm, 12-fach
- 20 RK-Mulltupfer, Gr. 4 - 25 x 26 cm - eigroß
- 20 RK-Mulltupfer Gr. 6 - 30 x 40 cm - extragroß
- 20 RK-Mulltupfer Gr. 7 - 40 x 50 cm - faustgroß
- 10 RK-Präpariertupfer Gr. 3 - 8 x 8 cm - mittel, in Zählblisterpackung
- 5 RK-Bauchtücher, 45 x 45 cm, 4-fach, weiß

verpackt in:

doppelte Peelpackung

2. Beispiel: Orthopädie-Set

Inhalt:

- 5 Mullkompressen, 10 x 10 cm, 16-fach
- 10 RK-Mullkompressen, 10 x 10 cm, 12-fach
- 2 Saugkompressen, 10 x 20 cm
- 12 Mulltupfer Gr. 6 - 30 x 40 cm - extragroß
- 5 RK-Mulltupfer Gr. 3 - 20 x 20 cm - pflaumengroß
- 2 RK-Präpariertupfer Gr. 3 - 8 x 8 cm - mittel
- 5 RK-Bauchtücher, 45 x 45 cm, 6-fach, grün
- 2 kohäsive Fixierbinden, 4 m x 8 cm

verpackt in:

doppelte Peelpackung

3. Beispiel: Sectio-Set

Inhalt:

- 20 RK-Mullkompressen, 10 x 10 cm, 32-fach
- 20 RK-Mulltupfer Gr. 4 - 25 x 26 cm - eigroß
- 10 RK-Bauchtücher, 45 x 45 cm, 4-fach, weiß
- 3 OP-Mäntel Gr. XL, beschichtet
- 1 Sectio-Tuch, 220 x 320 cm, Loch = 16 x 30 cm
- 1 Einmal-Skalpell Fig. 10
- 1 Einmal-Kanüle Nr. 1, gelb
- 1 Einmal-Spritze, 2-tlg., Luer, 5 ml
- 1 Absaugrohr, Modell Yankauer, 8 mm
- 1 Muccus-Schleimabsauger Ch. 10
- 1 Saugschlauch, Ch. 30, 3 m lang, Trichter/Trichter
- 1 Microsampler, Standardversion mit Nadel

verpackt in:

1 Einschlagtuch BTC, 140 x 150 cm blau, Sterilgutbeutel

HGV „Vario-Sets“

Doppelt steril verpackte Vario-Sets zur Anwendung auf Station

4. Beispiel: Kinderchirurgie

Inhalt:

- 1 Tupferschale, 250 ml, rund
- 1 Set-Schale, 3-teilig (3-Fächer-Tray)
- 25 RK-Mulltupfer Gr. 3 - 20 x 20 cm - pflaumengroß
- 6 RK-Mulltupfer Gr. 5 - 30 x 30 cm - groß
- 15 RK-Präpariertupfer Gr. 1 - 4 x 4 cm - sehr klein
- 15 RK-Präpariertupfer Gr. 2 - 6 x 6 cm - klein
- 15 RK-Präpariertupfer Gr. 5 - 12 x 12 cm - mittel
- 4 RK-Mullkompressen, 5 x 5 cm, 12-fach
- 10 RK-Mullkompressen, 10 x 10 cm, 8-fach
- 10 RK-Mullkompressen, 10 x 10 cm, 16-fach
- 5 RK-Bauchtücher, 20 x 30 cm, 6-fach, grün
- 1 Einmalskalpell Fig. 15
- 1 Saugansatz Yankauer, 4 mm mit Handgriff
- 1 Saugschlauch Ch 30, 400 cm, 2 Trichter

verpackt in:

1 Kunststoffschale + Papiereinschlag, 1 Sterilgutbeutel

5. Beispiel: Ophthalmologie

Inhalt:

- 10 Augenwatte-Stäbchen
- 1 Augen-Kompresse, Vlies, oval, 54 x 70 mm
- 2 Wattestäbchen, kleiner Kopf
- 4 Einmal-Spritzen, 3-teilig, Luer-Lock, 2 ml
- 1 Einmal-Spritzen, 3-teilig, Luer-Lock, 10 ml
- 1 Einmal-Spritze, 2-teilig, Luer, 2 ml
- 1 Einmal-Spritze, 1 ml mit aufgesetzter Kanüle 0,5 x 16 mm
- 4 Hydrodissektionskanülen nach Sauter, 0,4 x 22 mm
- 2 Einmal-Kanülen Nr. 1, 0,9 x 40 mm
- 1 Tegaderm Katheterfixierung 10 x 12 cm
- 1 Augen-Lochtuch 40 x 50 cm, sk
- 1 Auffangbeutel

verpackt in:

1 Papierbeutel 20 x 7 x 32 cm, 1 Sterilgutbeutel

HGV „Vario-Sets“

Doppelt steril verpackte Vario-Sets zur Anwendung auf Station

6. Beispiel: Neurochirurgie

Inhalt:

- 10 Neurotupfer 8 mm
- 10 Neurotupfer 10 x 10 mm
- 10 Neurotupfer 10 x 25 mm
- 10 Neurotupfer 10 x 50 mm
- 10 Neurotupfer 15 x 15 mm
- 10 Neurotupfer 20 x 50 mm
- 10 Neurotupfer 20 x 60 mm
- 10 Neurotupfer 25 x 90 mm
- 10 Neurotupfer 20 x 50 mm
- 10 RK-Mullkompressen, 70 x 100 mm ohne Armierung

verpackt in: doppelter Peel-Packung

7. Beispiel: Katheter-Set

Inhalt:

- 1 Nierenschale
- 1 Tupferschale, eckig
- 2 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 Pinzette
- 1 Schlitz-Lochtuch, 60 x 60 cm
- 2 Latexhandschuhe, ungepudert

verpackt in: 1 Unterlage, wasserfest, 60 x 60 cm, 1 Sterilgutbeutel

Beipack (Polybeutel oder Peelpackung): 1 Instillagel 6 ml, 1 Betaisodona 30 ml



7. Beispiel: Anästhesie-Set

Inhalt:

- 1 Plastikschale, graduert, 750 ml
- 1 Tupferschale, rund
- 1 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 2 Mulltupfer Gr. 3 - 20 x 20 cm - pflaumengroß
- 1 Mulltupfer Gr. 6 - 30 x 40 cm - extragroß
- 2 Mulltupfer Gr. 7 - 40 x 50 cm - faustgroß
- 1 Einmal-Spritze, 2-teilig, Luer, 2 ml
- 1 Einmal-Kanüle Nr. 16 - 0,6 x 25 mm
- 1 Einmal-Kanüle, 1,1 x 40 mm
- 1 Lochtuch, wasserfest, 50 x 100 cm, gefaltet

verpackt in: 1 Unterlage, wasserfest, 60 x 60 cm, 1 Sterilgutbeutel

HGV „Vario-Sets“

Doppelt steril verpackte Vario-Sets zur Anwendung auf Station

9. Beispiel: Damмнаht-Set

Inhalt:

- 8 Mulltupfer Gr. 4 - 25 x 26 cm - eigroß
- 1 Wattetampon, Gr. 4
- 1 OP-Unterlage, wasserfest, 80 x 80 cm, gefaltet
- 1 OP-Abdecktuch, 45 x 75 cm, 3-lagig, mit Feuchtigkeitssperre
- 1 OP-Abdecktuch, 75 x 90 cm, 3-lagig, mit Feuchtigkeitssperre

verpackt in:

1 Papierbogen, 75 x 75 cm, Krepp, 1 Sterilgutbeutel

10. Beispiel: Entbindungs-Set

Inhalt:

- 1 Unterlage, wasserfest, 75 x 90 cm, gefaltet
- 2 Krankenunterlagen, 60 x 90 cm
- 10 Papierhandtücher
- 1 Nabelklemme
- 1 Mullkomresse, 10 x 10 cm , 8-fach

verpackt in:

1 Unterlage, wasserfest, 80 x 80 cm, 1 Sterilgutbeutel



HGV-Verbandstoffe GmbH

Bahnhofstraße 2

31698 Lindhorst

Telefon: 05725 / 70 607-0

Telefax: 05725 / 70 607-29

E-Mail: info@hgv-verbandstoffe.de

www.hgv-verbandstoffe.de